

抗HLA
抗体検査

輸血前の
スクリーニングと
特異性同定

移植前の
スクリーニングと
特異性同定

臓器移植後の
モニタリング

神奈川県第101号登録衛生検査所 / 日本骨髄バンク指定検査機関
日本組織適合性学会認定組織適合性検査登録施設T-2101

ジェノダイブファーマ株式会社

〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3丁目1番1号 ルリエ本厚木9階
TEL 046-240-7513 FAX 046-240-7593

E-mail hla@genodive.co.jp URL <https://www.genodive.co.jp>



検査方法

1. Adsorb Out による前処理
2. ビーズとの反応
3. 蛍光強度測定

PE-anti human IgG
抗 HLA 抗体






スクリーニング

混合パネル型ビーズ
LS Mix(OneLambda) と
LMX(LIFECODES) の併用

単一パネル型ビーズ
LS PRA(OneLambda)

同定検査

単一抗原型ビーズ
LS Single(OneLambda)



GD

当社の
抗HLA抗体検査は!!
スクリーニング

LS Mix と LMX の **併用** で
より **確実** なスクリーニングを実現。

抗HLA
抗体検査

※%PRA が必要な場合は、**LS PRA** を
ご選択ください。


スクリーニング
陽性の場合には...

特異性同定


NGS HLA タイピングを
あわせてご利用頂くと、詳細な
DSA 判定が可能です。

検査に必要な検体

血清 2~5ml 程度



血漿 2~5ml 程度



※LS Mix と LMX の
併用の場合不可

検査の流れ

STEP-1



お問い合わせ

ホームページお問い合わせフォーム、
メール、お電話にてお問い合わせ下さい。
<https://www.genodive.co.jp/contact/>
Mail: hla@genodive.co.jp
Phone: 046-240-7513

STEP-3



検体の送付

検体(上記)をご用意頂き、弊社まで
ご送付下さい。
〒243-0003 神奈川県厚木市寿町3丁目1番1号
ルリエ本厚木ビル9階

STEP-2



発注書の送付

検査申し込みチェックシート(初回のみ)と
発注書を送付願います。

STEP-4



報告

検査終了後、メール、郵送にて
報告書を送付いたします。